

诚信 专业 健康 共赢



肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒 (磁微粒化学发光法)

注册证号: 津械注准20182400074

肌红蛋白(MYO)检测试剂盒 (磁微粒化学发光法)

注册证号: 津械注准20182400075

肌酸激酶同工酶(CK-MB)检测试剂盒 (磁微粒化学发光法)

注册证号: 津械注准20182400073

快速、准确诊断AMI

——心肌标志物系列



15min快速检测 准确可靠

BIOSCIENCE
DIAGNOSTIC TECHNOLOGY




BSCH01001 V1.0

天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 Tianjin Bioscience Diagnostic Technology Co.,Ltd. Web: www.bioscience-tj.com
邮编: 300300 电话: 022-84849080 传真: 022-84849080-800 客服: 4000-022-858
P.C.: 300300 Tel: +86-(0)22-84849080 Fax: +86-(0)22-84849080-800 Customer Service: +86-4000-022-858

内部培训资料 仅供参考

天津博奥赛斯生物科技股份有限公司
Tianjin Bioscience Diagnostic Technology Co.,Ltd.

广泛的
临床意义



肌钙蛋白I(cTnI)

具有较强的抗原性及高度的心肌特异性, 被推荐为AMI诊断的金标准
判断不稳定性心绞痛预后, 增高提示预后不良
监测心脏手术等造成的心肌损伤

肌红蛋白(MYO)


急性心肌梗死(AMI)诊断的早期最灵敏的指标
MYO对AMI的阴性预测值为100%, 在胸痛发作2-12h内, 如MYO阴性可排除急性心梗
用于诊断再梗死

肌酸激酶同工酶
(CK-MB)

早期诊断AMI
估计心肌梗死范围大小和再梗死
观测心肌缺血再灌注情况

联合检测有助于心肌梗死的早期诊断和早期治疗、ACS（急性冠状动脉综合征）的早期诊断及危险分层，鉴别诊断胸痛原因及心肌损伤原因，用于某些治疗药物的疗效观察。

与进口试剂对比一致性高



采用灵敏的化学发光分析技术, 操作简便安全, 结果准确;

15min出结果, 检测速度快, 稳定性好;



三项联检诊断AMI敏感性达97.3%, 特异性达99.9%, 可实现早排查, 早诊断, 有效减少漏检、误诊;

产品性能与进口试剂对比一致性好, 结果可靠。

cTnI的参考值为0-0.08ng/ml, 参考值附近的样本CV%<10%, 达到超敏肌钙蛋白(hs-cTnI)的灵敏度。