

甲状腺功能检测方案

01

项目齐全: 有助于全面评估甲状腺疾病及甲状腺癌的诊疗管理;

02


优异的检测平台: 采用全自动磁微粒化学发光检测平台, 灵敏度高, 操作简便安全;

03

判读准确: 参考范围明确, 线性范围满足临床诊断需求, 无需稀释, 与进口试剂基本相同;

04

结果可靠: 结果稳定, 误差小, 与进口试剂对比, 线性相关性良好, 符合率高。



磁微粒全自动化学发光免疫分析仪
—Axceed 260




磁微粒全自动化学发光免疫分析仪
—Axceed 360

- ◆ 甲功五项是临床诊断最常见的甲状腺检查指标, 联合检测能够辅助临床甲状腺疾病的确诊;
- ◆ TG-Ab和TPO-Ab联合检测对甲状腺自身免疫性疾病的诊断具有重要的临床价值;
- ◆ Anti-TSHR特异性诊断Graves' 病, 对疾病的诊断、治疗效果监测和预后评估具有重要意义;
- ◆ 完善的甲状腺检测菜单, 助力甲状腺癌诊疗管理:

甲状腺癌联检推荐

类别	联检项目
分化型甲状腺癌 (DTC)	TG、TG-Ab
甲状腺髓样癌 (MTC)	CT、CEA

与进口试剂对比一致性高



甲功十项检测试剂



BSCH03008 V1.0

BIOSCIENCE
DIAGNOSTIC TECHNOLOGY

天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 TianJin Bioscience Diagnostic Technology Co.,Ltd. Web: www.bioscience-tj.com
邮编: 300300 电话: 022-84849080 传真: 022-84849080-800 客服: 4000-022-858
P.C.: 300300 Tel: +86-(0)22-84849080 Fax: +86-(0)22-84849080-800 Customer Service: +86-4000-022-858